

KLAUEN-SPRÜHMATTE

Einzigartige Lösung gegen infektiöse Klauprobleme.

Die Matte wird auf dem Boden eines Durchgangs installiert, beim Ausgang des Melkstalls oder der automatischen Melkanlage. Wenn die Kuh über die Matte läuft und mit der Klaue auf den Sprühkopf tritt, öffnet sich das Ventil durch den Druck. Die Flüssigkeit wird durch den Sprüher kraftvoll nach außen gepresst. Der Flüssigkeitsstrahl erreicht dabei die Kuhklaue, sodass dadurch das Desinfektionsmittel oder Medikament direkt auf der Klaue angebracht wird.

Die Matte stellt kein Hindernis für die Tiere

Das System wird an die Wasserleitung angeschlossen. Mithilfe der Dosierpumpe wird die Desinfektionsflüssigkeit oder das Arzneimittel in das Wasser gegeben.

Das Mittel erreicht immer die richtigen Stellen!

- Erfordert wenig Arbeit
- Immer neue und saubere Flüssigkeit
- Stellt kein Hindernis für die Tiere dar
- Kein Elektrizität oder Elektronik
- Effektiv und sparsam im Flüssigkeitsverbrauch zwischen 200 und 300 CC pro Durchgang
- Sie wählen Ihr eigenes Desinfektionsmittel
- Passt in jeden Stall
- Auch auf einer schiefen Stallboden


Die Größe der Matte beträgt 80 x 40 cm. Beim Ausgang der Melkroboters benötigt man 4 Matten für eine Länge von 160 cm. Beim Ausgang des Melkstalls avisieren wir 5 Matten für eine Länge von 200 cm.

Die Matte stellt kein Hindernis für die Tiere dar und kann einfach immer liegenbleiben, ohne zusätzliche Arbeit zu verursachen. Die Matte liegt ständig am Ausgang der Melkroboter oder Melkstall, so dass die Kühe mehrmals pro Tag darüber laufen. Auf diese Weise werden alle Klauen mehrmals pro Woche desinfiziert.




Aufstellung:


Die Sprühmatte besteht aus drei speziell entwickelten Komponenten: Untermatte, Sprühmatte und Abdeckmatte. Die Matte liegt ständig in die Ställe ohne zusätzliche Arbeit zu verursachen. Die Kühe werden mehrmals pro Tag darüber laufen. Auf diese Weise werden alle Klauen mehrmals desinfiziert.



Beim Ausgang des Melkstalls avisieren wir 5 Matten für eine Länge von 200 cm



Beim Ausgang des Melkroboters benötigen Sie 4 Matten für eine Länge von 160 cm



Einzigartige Lösung gegen infektiöse Klauprobleme für jeden Melkstall.

Sehen Sie unsere Produktvideo an auf: www.vink-elst.nl

Vink

Vink Elst B.V.
Nijverheidstraat 59
6681 LN Bemmel Nederland

+31 26 - 326 30 30
info@vink-elst.nl
www.vink-elst.nl